



Porovnání v použití špon

která špona, pro který problém?



Vítáme Vás



Přehled

- Různé typy špon
- Účinky špon
- Výsledky terapie šponami
- Která špona pro který případ
- Praktické předvedení špony CombiPed



Různé typy špon

- Drátové špony
 - např. Fraser-Spange; 3TO-Spange






Různé typy špon

- Nalepovací špony
 - např. BS-špona; Erki-technika; Podofix aktivní nalepovací špona



Různé typy špon

- Kombinovaná špona lepící a drátová v jednom
 - COMBIped



Účinek špony

- Tažná síla - 3TO-špona; VHO perfekt; podofix nalepovací špona
- Síla tlaku – BS-špona; Onyclip; COMBIped

Účinek

Špona drátová




COMBIped®
její účinek

Nalepovací špona

Jedna strana se
zahákne pod nehet

Druhá strana špony
se nalepí na nehet

Účinek špony



Neustálý tlak i vztah
na nehet

COMBIped®
účinek špony

Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující

3TO-špona 31. července

Nález 31.
července



Obrázky: Dr.
Scholz

Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující



31. července



2. prosince

Obrázky: Dr. Scholz

Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující



Nález



4 měsíce později



dalších 8
měsíců později

Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující



9. září

14. září

1. října

4. listopadu

2. prosince

16. prosince

Obrázky: Dr. Scholz

Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující



9. září



16. prosince

Obrázky: Dr. Scholz

Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující



Nález koncem října

první
COMBIped®
koncem října

Nález po 6 týdnech

Obrázky: Maurer

Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující



koncem října



v polovině prosince

Obrázky: Maurer

Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující

Nález začátkem listopadu

první COMBIped®
záčátkem listopadu

Nález po dalších
4 týdnech

Nález po 6 týdnech



Obrázky: Maurer

Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující




začátkem listopadu



10 týdnů později

Obrázky: Maurer

Která špona, pro který nehet?



Pro každý případ tu optimální šponu

Která špona je ta správná pro různé deformace a různá ošetření?

Podofix aktivní nalepovací špona se hodí především pro tenké nehty a lehké případy zarostlých nehtů.

3TO drátová špona a COMBIped špona se uplatní především u nehtů, kde se dá špona zavěsit z obou stran a nebo jen z jedné.

Šponami se dají od srolovaného nehtu až po silně zarostlé nehty ošetřit skoro veškeré případy. Na 3TO drátové špony je ale zapotřebí speciální proškolení.

	COMBIped špona	Podofix nalepovací špona	3TO drátová špona
Ošetření srolovaných nehtů	*	**	**
Ošetření zarostlých nehtů	**	**	**
Jen jedna strana nehtu je přístupná	*	***	Ne?
Žádná strana nehtu není přístupná	**	**	Ne?
Extrémně tenké nehty	**	*	ne
Velmi úzké nehty	*	***	*